

FibroScan[®]

compact 530 by echosens

**Die tragbare nicht-invasive Lösung
zur effizienten Behandlung von
Lebererkrankungen**



Die tragbare nicht-invasive Lösung zur effizienten Behandlung von Lebererkrankungen

Adaptives Design und Ergonomie:
von wagenbasiert bis transportierbar

Powered by

LSM* by VCTE™

Leberfibrose

LSM by VCTE™ ist einzigartig, patentiert und für die Beurteilung der Leberfibrose validiert.

- Es ist der Standard für die nicht-invasive Beurteilung der Lebersteifheit.¹
- 2.250 Peer-review Publikationen unterstützen die Verwendung von LSM by VCTE™.

CAP™**

Lebersteatose

CAP™ ist einzigartig, patentiert und für die Beurteilung der Lebersteatose validiert.

- 330 internationale Peer-review Publikationen unterstützen die Verwendung von CAP™.^{2,3}



15 Zoll-Touchscreen

2 Sondenanschlüsse zum einfachen Wechsel zwischen der M+- und der XL+-Sonde während der Untersuchung

Einfach zu handhaben und transportabel (10 kg)

Lieferung mit Transportkoffer

Batteriebetriebenes Gerät



Spezieller Rollständer mit abschließbarer Schublade für Sonden und eine abwaschbare Tastatur

Was macht FibroScan® einzigartig?

Fast (Schnell)

Eine schmerzlose Untersuchung, die in weniger als 10 Minuten durchgeführt wird, um sofortige Ergebnisse am Behandlungsort zu erhalten.

Intuitive (Intuitiv)

Kann von sämtlichem geschulten Bedienpersonal ausgeführt werden (Arzt, Krankenschwester).

Best in Class (Klassenbester)

Der nicht-invasive Goldstandard, der durch mehr als 2.400 Peer-review Publikationen und mehr als 60 internationale Leitlinien validiert wurde.

Reliable (Zuverlässig)

Standardisierte Untersuchung mit außergewöhnlicher Präzision und Reproduzierbarkeit, die bei 99% der Patienten angewendet werden kann.^{2,3}

Original

Ausgestattet mit patentierter Technologie und proprietären Algorithmen für konstant genaue Ergebnisse.

Wenn Beweise wichtig sind und sich Beständigkeit auszahlt

- **Pionier** auf dem Gebiet der Leberelastographie
- FibroScan® stellt Biomarker her, die Patienten **im Laufe der Zeit** beurteilen und überwachen können
- FibroScan® verwendet einheitliche Algorithmen, die die **Variabilität zwischen Benutzern** minimieren und die **Variabilität zwischen Systemen** beseitigen
- **Mehr als 6.500** installierte FibroScan® weltweit ermöglichen Millionen von Leberuntersuchungen
- Gewinner des Red Dot Design Award (Modell FibroScan® 430 Mini+)



Optimierung des Workflows durch Echtzeit-Datenübertragung

Sparen Sie Zeit, sichern Sie Daten und verbessern Sie die Nachsorge von Patienten mit FibroScan[®] Gateway. FibroScan[®] Gateway fungiert als Integrations-Engine, die FibroScan[®] mit der eGA (elektronische Gesundheitsakte) verbindet, um die FibroScan[®]-Untersuchungen automatisch hochzuladen und zu speichern.



Scores by echosens



Verbesserte Behandlung von Lebererkrankungen mit FibroScan[®] mittels Biomarkern

FAST[™]

Der umfassende Point-of-Care-Test zur Identifizierung von NASH-Risikopatienten

FIBROMETER VCTE[™]

Innovative Bewertung von Leberfibrose mit FibroScan[®] und Biomarkern

FIBROMETER[™]

Der Benchmark-Bluttest zur Diagnose von Leberfibrose und Krankheitsstratifizierung

Interpretationsguide

Verbesserte Hilfe bei klinischen Entscheidungen

Die Interpretationsguides verwenden Daten aus klinischen Studien, um Anbieter bei der Interpretation der FibroScan[®]-Untersuchungsergebnisse zu unterstützen.

- Verfügbar unter -



MyFibroScan

Ihr FibroScan[®]-Begleiter für jeden Tag



Der nicht-invasive Goldstandard für umfassendes Leber-Management

Welcher FibroScan[®] ist der richtige für Sie?



Funktionen	mini 430	mini+ 430	compact 530	expert 630
LSM by VCTE [™]	✓	✓	✓	✓
CAP ^{™*}		✓	✓	✓
SSM by VCTE [™]				✓
Eigenschaften				
FibroScan [®] Gateway-Kompatibilität	✓	✓	✓	✓
MyFibroScan [®] -Kompatibilität	✓	✓	✓	✓
Eingebettetes Ultraschalllokalisierungssystem zur Beurteilung von übergewichtigen oder komplexen Patienten				✓
Hochgeschwindigkeitsverarbeitung				✓
Integrierter Barcodeleser				✓
Ergonomie				
Vielseitiges und anpassungsfähiges Design: vom transportablen zum wagenbasierten Gerät mit speziellem Rollenständer			✓	
Vollständig transportabel	✓	✓		
Batteriebetrieben	✓	✓	✓	
Gewicht	5 kg	5 kg	10 kg	46 kg

*Zusätzliche Kosten



because liver health matters

1. European Association for Study of Liver, Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: Non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. J Hepatol. 2015;63(1):237-264. doi:10.1016/j.jhep.2015.04.006.
2. Wong VW-S, Adams LA, de Lédinghen V, Wong GL-H, Sookoian S. Noninvasive biomarkers in NAFLD and NASH - current progress and future promise. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;15(8):461-478. doi:10.1038/s41575-018-0014-9
3. Steadman R, Myers RP, Leggett L, et al. A health technology assessment of transient elastography in adult liver disease. Can J Gastroenterol. 2013;27(3):149-158. doi:10.1155/2013/684982

Produkte der FibroScan[®]-Reihe sind Medizinprodukte der Klasse IIa im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG (EG 0459). Diese Geräte sind für die Verwendung in einer medizinischen Praxis konzipiert, um die Lebersteifheit und die Ultraschallabschwächung bei Patienten mit Lebererkrankungen zu messen. Die Untersuchungen mit einem FibroScan[®]-Gerät sollten von durch den Hersteller oder dessen Vertreter vor Ort zugelassenem Fachpersonal durchgeführt werden. Den Bedienern wird ausdrücklich empfohlen, die Anweisungen in der Bedienungsanleitung und auf der Kennzeichnung dieser Produkte sorgfältig zu lesen. Überprüfen Sie die Bedingungen für die Kostenabrechnung mit den Zahlstellen. Die Produkte FibroMeter[™], FibroMeter VCTE[™] und FAST[™] sind diagnostische In-vitro-Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 98/79/EG. Diese auf Blutparametern basierenden Werte sind nützliche Hilfsmittel zur Diagnose und Messung des Ausmaßes der Leberfibrose bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung viralen (einschließlich HIV-Koinfektion), alkoholbedingten oder metabolischen Ursprungs. FibroMeter[™], FibroMeter VCTE[™], FAST[™] und FibroScan[®] sind eingetragene Marken von Echosens. Dieses Marketingmaterial ist nicht für das Publikum in den USA bestimmt. © Copyright Echosens - Alle Rechte vorbehalten. - Broschüre FibroScan[®] 530 compact v10720